

LUSTER®-Kit per e.max®

Kit di lucidatura CAD/CAM per e.max®

Gli strumenti di questi set LUSTER® sono stati sviluppati specificamente per i lavori sulla vetroceramica al disilicato di litio (LS2). Grazie a questi strumenti, la corona otterrà la sua massima lucentezza. I gommini offrono anche un'elevata durata nel tempo.



LUS80

Kit per finitura e brillantatura da laboratorio (LUS80)

Questo kit è composto da vari gommini specifici per la vetroceramica al disilicato di litio (LS2). La ruota (9736G) è raccomandata per la abrasione della ceramica. Gli altri gommini (ruotine e fiamme appuntite) sono perfettamente accoppiate per la prelucidatura e la brillantatura finale. Il risultato sarà ottimale con un aspetto lucido e brillante e che si adatta perfettamente alla superficie naturale dei denti. Tutti gli strumenti sono per utilizzo con manipolo dritto (HP).




LUS100

Kit da rifinitura intraorale da studio (LUS100)

Il kit è composto di tre frese diamantate specificamente sviluppate e due coppie di gommini diamantati (coppetta e fiamma appuntita) per la prelucidatura e la brillantatura della vetroceramica e.max®. Gli strumenti con gambo FG e RA sono per uso intraorale, dopo il posizionamento delle corone al paziente.



Luster[®] - Kit per e.max[®]

	Figura		Grand	Grana	Giri raccom./max	Conf. da	
	LUS80	Luster [®] - Kit per e.max [®]	-	-	-	1	
	9736G-HP	Pre-Abrasione e Abrasione	150	media	8.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
	DPO02-HP	Levigatura e Pre-Lucidatura	040	media	7.000 - 12.000 / 25.000 rpm	2	
	DPO03-HP	Levigatura e Pre-Lucidatura	110	media	7.000 - 12.000 / 25.000 rpm	2	
	DPO05-HP	Brillantatura	040	fine	7.000 - 12.000 / 25.000 rpm	2	
	DPO06-HP	Brillantatura	110	fine	7.000 - 12.000 / 25.000 rpm	2	
	LUS100	Luster [®] - Kit per e.max [®] intraorale	-	-	-	1	
	Z801-FG	Diamantata	010	media	160.000 / 300.000 - 350.000 rpm	5	
	Z850F-FG	Diamantata	018	fine	160.000 / 300.000 - 350.000 rpm	5	
	Z833F-FG	Diamantata	023	fine	160.000 / 300.000 - 350.000 rpm	5	
	DPO02-RA	Levigatura e Pre-Lucidatura	040	media	10.000 - 20.000 / 50.000 rpm	2	
	DPO07-RA	Levigatura e Pre-Lucidatura	060	media	10.000 - 20.000 / 50.000 rpm	2	
	DPO05-RA	Brillantatura	040	fine	10.000 - 20.000 / 50.000 rpm	2	
	DPO08-RA	Brillantatura	060	fine	10.000 - 20.000 / 50.000 rpm	2	

Rilat&C

Via Tarino nr. 6 - 10124 Torino
Tel.: 011.8391389 - Fax: 011.8390153
Web: www.rilat.it - Email: info@rilat.it

Dealer:
